

CARATTERISTICHE

IMOpro NATURPHRASIA[®] della gamma **IMOpro**[™] è un Dispositivo Medico ad uso oftalmico costituito da una soluzione salina sterile, isotonica, a pH fisiologico, non viscosa, priva di conservanti, con Acque distillate vegetali (tra cui Mirtillo Nero), Acido ialuronico sale sodico allo 0,15%, Glicerina vegetale.

Le gocce oculari **IMOpro NATURPHRASIA**[®] sono contenute in una pratica confezione monodose da 10 fialoidi plastici da 0,5 ml all'interno di una busta in alluminio.

Tutte le acque distillate presenti nella formulazione **IMOpro NATURPHRASIA**[®] sono note per le loro proprietà rinfrescanti che contribuiscono ad alleviare stati di arrossamento e discomfort oculare. In particolare, l'Acqua Distillata di Mirtillo Nero contiene flavonoidi ed antociani che svolgono un'azione protettiva contro i possibili danni ossidativi a cui la superficie oculare è quotidianamente esposta.

Le acque distillate utilizzate per **IMOpro NATURPHRASIA**[®] sono estratte in corrente di vapore e sono prive di conservanti. L'Acido ialuronico è un polimero polisaccaridico costituito da N-acetilglucosamina e acido glucuronico ad elevata biocompatibilità. Nell'occhio si ritrova ad esempio nel corpo vitreo e nell'umore acqueo. L'Acido ialuronico è dotato di una grande capacità di idratarsi trattenendo molecole di acqua e nello stato idratato presenta un comportamento visco-elastico che lo rende un ottimo idratante e lubrificante.

La Glicerina vegetale è una sostanza igroscopica (assorbe l'umidità), altamente biocompatibile, con spiccate proprietà umettanti. A livello oculare agisce come lubrificante poiché, inducendo l'abbassamento della tensione di vapore del liquido lacrimale, consente alla palpebra superiore di scorrere facilmente sulla cornea, minimizzando gli attriti durante l'ammiccamento.

INDICAZIONI

IMOpro NATURPHRASIA[®] è indicata per: umettare, idratare, lubrificare, rinfrescare e quindi lenire svariate situazioni di discomfort oculare, come a seguito specificate.

L'azione combinata dei componenti naturali contenuti nella formulazione allevia l'arrossamento, l'affaticamento e il senso di fastidio agli occhi ed alla mucosa oculare causati da fattori ambientali (inquinamento, smog, esposizione prolungata ai raggi solari, salsedine, acqua clorata, vento, polvere, fumo) o stress visivi conseguenti a ridotto ammiccamento dovuto principalmente ad uso prolungato del computer, studio intenso, guida prolungata.

In virtù dei componenti selezionati (ed in particolare grazie alla presenza dell'acido ialuronico e della glicerina vegetale)

IMOpro NATURPHRASIA[®] è indicata per coloro che soffrono di secchezza oculare occasionale o dovuta a scarsa lacrimazione ed è in grado di dare sollievo agli occhi, svolgendo un'azione sia idratante che lubrificante.

L'instillazione di **IMOpro NATURPHRASIA**[®] prima di indossare le lenti a contatto ne facilita l'applicazione; inoltre, l'instillazione dopo l'applicazione ne rende più confortevole l'utilizzo, contrastando la sensazione di secchezza.

IMOpro NATURPHRASIA[®] è indicata anche per uso frequente e prolungato.

MODALITÀ PER L'USO: 1. Aprire la busta protettiva di alluminio. 2. Separare un fialoide dalla barretta (strip) di 5 contenitori. 3. Ruotare e rompere il tappo del fialoide. 4. Premere il corpo del fialoide ed instillare 2/3 gocce in ogni occhio. 5. La fiala è richiudibile; dopo l'instillazione richiuderla immediatamente con l'apposito tappo ed utilizzare il contenuto residuo entro le successive 12 ore. 6. Conservare le fiale non utilizzate nella busta di alluminio. 7. Il prodotto in fiala è monopaziente. 8. Il prodotto è compatibile con le lenti a contatto.

COMPOSIZIONE: Acqua distillata di Mirtillo Nero, Acqua distillata di *Hamamelis virginiana*, Acqua distillata di *Chamomilla recutita*, Acqua distillata di *Euphrasia officinalis*, Sodio ialuronato, Glicerina Vegetale, sodio cloruro, sodio fosfato bibasico dodecaidrato, sodio fosfato monobasico monoidrato, acqua purificata q.b. a 100 mL.

PRESENTAZIONE: La confezione è composta da 10 fialoidi in plastica, richiudibili, da 0,5 ml in strip da 5 fiale, all'interno di una busta di alluminio.

AVVERTENZE: Il prodotto è solamente per uso oftalmico • Non utilizzare il prodotto se la busta in alluminio è danneggiata oppure se le fiale non sono perfettamente integre • Tenere lontano dalla portata dei bambini • Prima di aprire la fiala per la somministrazione delle gocce è indicato detergere accuratamente le mani • Durante l'instillazione non toccare l'occhio, né altre superfici, con l'estremità di erogazione della fiala • Non usare il prodotto in caso di nota incompatibilità verso anche un solo componente della formulazione • In caso di disturbi durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico • L'eventuale somministrazione di farmaci per uso oftalmico dovrebbe essere effettuata almeno a 15 minuti di distanza dall'instillazione delle gocce oculari in particolare se si tratta di prodotti contenenti benzalconio cloruro, o altri sali di ammonio quaternario, per evitare la precipitazione dell'acido ialuronico • La somministrazione di farmaci per uso oftalmico in contemporanea con le gocce oculari deve essere svolta sotto controllo del medico che ne può valutare le possibili interazioni • Non usare il prodotto dopo la data di scadenza • Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso • Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, e dall'esposizione diretta ai raggi solari, ad una temperatura non superiore a 30°C.

VALIDITÀ: 36 mesi a confezione integra.

FABBRICANTE: Enable Innovations S.r.l. - Via Claudio Tolomeo n° 20/4 - I - 41012 Carpi (MO), Italia

DISTRIBUTORE: IMO SpA - Via Firenze, 34 - I - 20060 Trezzano Rosa (MI), Italia



DATA ULTIMA REVISIONE: REV. 01 DI DICEMBRE 2017



Via Firenze, 34 - I-20060 Trezzano Rosa (MI) - Tel. 02 909313250
imo@imospa.it - www.imo-spa.com

www.imopronature.com

Aiutaci a preservare l'ambiente: smaltisci il materiale di confezionamento come indicato sull'astuccio.